



**Envie para o laboratório
por SEDEX ou transportadora
no endereço.**

Maringá - Paraná

(recebemos amostras por
correios e transportadoras)

Ampligen Biotecnologia LTDA
Av. Itororó, 405 - Zona 02
Maringá - Paraná
CEP: 87010-460

São Paulo - SP

(recebemos amostras somente por correios)

São Paulo: Caixa Postal 16376,
Casa Verde - São Paulo - SP

📷 📌 @ampligen.biotec

www.ampligen.com.br

contato@ampligen.com.br

(44) 3029-9660



**MANUAL PARA A
COLETA DAS FEZES**



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

É essencial **higienizar bem as mãos** e materiais como espátulas e recipientes antes e depois de cada coleta.

Embale **separadamente** cada material e os identifique (pode ser com o nome do animal, anilha, chip, recinto, etc.).

Anexe o pedido do médico veterinário juntamente com as amostras. Coloque o pedido dentro de um saco plástico para evitar o contato do pedido com as amostras.

Encaminhe as amostras para exame de saúde exclusivamente por **SEDEX** ou pela **transportadora**.

Indique o **número do seu pedido** de exames para que possamos identificar seu cadastro. Este dado é muito importante para nós e evita possíveis atrasos por falta de informações.

COLETANDO COM O KIT AMPLIGEN:

Conteúdo: 1 frasco coletor com meio conservante Ampligen, 1 etiqueta para identificação, 1 pá coletora, 1 cartão coletor FTA, 1 envelope de segurança para o transporte e 1 formulário de solicitação de exames.

Inicie sua coleta **preenchendo e assinando o formulário** de solicitação de exames e identificando o material de coleta. Não se esqueça de anotar seus **dados pessoais e indicar o exame a ser realizado**, este dado é muito importante para nós e evita possíveis atrasos por falta de informações.

Dica Ampligen: Através do formulário você poderá informar aos técnicos do laboratório o motivo da realização de seu exame, podendo descrever sobre o **estado do animal**, os sintomas aparentes, os tratamentos que estão sendo ou que foram realizados e outras informações que julgar necessárias, desta maneira você irá nos auxiliar a lhe entregar um **diagnóstico mais assertivo**.



Assim que definido o exame a ser realizado é hora de **preparar o local e os materiais de coleta** das fezes. Portanto, antecipadamente, pegue um material de fácil manuseio como plástico filme, papel kraft, papel sulfite ou papel alumínio e forre o fundo da gaiola;



No dia seguinte, recolha as fezes e as **deposite no tubo coletor** já identificado. Feche bem o tubo para evitar vazamentos.

Dica Ampligen: Quando o exame for realizado em apenas uma ave (individual), indicamos a coleta por 3 dias consecutivos, desta forma temos maior chance de detecção de patógenos intermitentes. Enquanto você aguarda o intervalo de 3 dias, mantenha o tubo fechado e com as fezes na geladeira.



Para as coletas de sangue e penas, utilize o **cartão coletor FTA**. Identifique-o com as mesmas informações do tubo coletor e siga as instruções descritas no próprio cartão.

Dica Ampligen: A coleta combinada (fezes + sangue + penas) aumenta a cobertura de detecção de patógenos, se sua ave está doente, a chance de identificarmos o causador será maior, porém se o exame está sendo realizado preventivamente, a coleta de fezes já é o suficiente.



As amostras precisam chegar ao laboratório o quanto antes e com **segurança**, portanto, coloque-as no **saco plástico** para transporte e **feche bem**. O **formulário e outros documentos** deverão ser encaminhados na **parte externa** do saco de transporte.

COLETA ALTERNATIVA SEM O KIT AMPLIGEN:



Assim que definido o exame a ser realizado é hora de **preparar o local e os materiais** para a coleta das fezes. Portanto, antecipadamente, pegue um material de fácil manuseio como plástico filme, papel kraft, papel sulfite ou papel alumínio e forra o fundo da gaiola;



No dia seguinte, retire o fundo da gaiola forrada e analise as fezes depositadas. Recolha as fezes de **pior aspecto** (exemplos: com cores anormais ou diarreicas) e deposite em um papel filtro de café **limpo (novo)** ou em um papel sulfite **limpo (novo)**.



Na sequência, deixe o papel secar em temperatura ambiente, em um **local seco e longe da luz direta** (especialmente à luz do sol) por aproximadamente **30 minutos à 1 hora** ou até que o papel esteja completamente seco.



Insira o papel já seco em um **saquinho plástico limpo** e depois acondicione em um envelope ou caixinha de papelão. É importante que **cada coleta seja separadamente embalada e identificada**, a fim de evitar contaminações entre as amostras.



Quando o exame for realizado para **apenas uma ave** (individual), indicamos a coleta por **3 dias consecutivos** (assim, teremos uma chance maior de detecção de patógenos intermitentes).



Para **aves doentes**, sugerimos a coleta combinada (**fezes + sangue + penas**), desta forma aumentamos a cobertura de detecção de patógenos e de identificarmos o **causador da infecção**, porém se o exame está sendo realizado apenas como forma preventiva, a coleta de fezes é suficiente.

Dica Ampligen: Não sabe como enviar? Fale agora com a gente que te orientamos a melhor forma de transporte. Chama a gente no whats: (44) 3029-9660

